

フラスコ・試験管など実験容器用ブラシ

(常備品・一部別注) (表以外の材質・寸法ございます)

- フラスコ・ビーカー・ロート・試験管などの実験容器洗浄ブラシです。
- 市販ブラシでは入口が狭くて底部が広がっている容器などは、隅々まで洗浄することが困難です。
- 「ケミクリン」は形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。
- 専用の電動ドライバーをご使用いただければ、ブラシが回転しながら広がり、驚くほどの洗浄効果を発揮します。

容器に合わせた特注品も製作できます


商品名の番号は容器の容量CCです

メスフラスコ (MF)



商品名	毛材	L	W	D	価格
MF-10	黒山羊毛	150	80	30	¥700
MF-20	黒山羊毛	160	100	35	¥750
MF-50	馬毛	220	140	50	¥900
MF-100	馬毛	220	150	65	¥900
MF-200	馬毛	300	160	80	¥700
MF-250	馬毛	300	180	90	¥850
MF-500	馬毛	350	200	110	¥1,000
MF-1000	馬毛	430	250	130	¥1,350
MF-2000	馬毛+Ny0.4黒	500	300	180	¥2,000

平底フラスコ (HF)




商品名	毛材	L	W	D	価格
HF-50	馬毛	200	130	55	¥950
HF-100	馬毛	250	140	70	¥950
HF-250	馬毛	280	180	95	¥950
HF-500	馬毛	300	200	120	¥1,150
HF-1000	馬毛	250	250	150	¥1,350

試験管 (TT)



商品名	毛材	L	W	D	価格
TT-15×85	馬毛	200	100	15	¥580
TT-18×165	馬毛	250	160	18	¥750
TT-30×200	馬毛	300	200	30	¥900

三角フラスコ (TF)



商品名	毛材	L	W	D	価格
TF-50	馬毛	160	100	60	¥800
TF-100	馬毛	180	120	70	¥800
TF-200	馬毛	250	150	90	¥900
TF-300	馬毛	280	180	100	¥1,000
TF-500	馬毛	300	200	120	¥1,250
TF-1000	馬毛	450	250	150	¥1,700

吸引ろ過瓶 (QB)



商品名	毛材	L	W	D	価格
QB-100	馬毛	190	120	80	¥750
QB-200	馬毛	220	140	90	¥750
QB-300	馬毛	260	165	110	¥680
QB-500	馬毛	280	180	125	¥800
QB-1000	馬毛	330	230	150	¥900
QB-2000	馬毛+Ny0.4黒	370	250	180	¥1,150

振盪フラスコ (ST)



商品名	毛材	L	W	D	価格
ST-500	馬毛	275	140	140	¥1,600

ビーカー (BK)




商品名	毛材	L	W	D	価格
BK-50	馬毛	160	70	60	¥700
BK-100	馬毛	180	90	65	¥700
BK-200	馬毛	220	120	80	¥800
BK-300	馬毛	230	130	90	¥800
BK-500	馬毛	250	150	110	¥900
BK-1000	馬毛	300	180	130	¥1,150
BK-2000	馬毛	350	250	150	¥1,700

ロート (RT)



商品名	毛材	L	W	D	価格
Rt-70	山羊・白馬	230	130	80	¥1,000

L字試験管 (LS-180)



商品名	毛材	L	W	D	価格
LS-180	Ny0.1	220	160	20	¥500

L・Wの数字はブラシ直線状態での長さです。

ケミクリン用電動ドライバー




電動ドライバーにブラシと容器。  
ドライバーの先にブラシを挿入してください。

細口共栓瓶 (NB)



商品名	毛材	L	W	D	価格
NB-30	馬毛	200	100	40	¥700
NB-60	馬毛	200	110	50	¥750
NB-120	馬毛	200	120	60	¥800
NB-250	馬毛	220	150	70	¥850
NB-500	馬毛	290	190	100	¥900
NB-1000	馬毛	350	240	120	¥1,150
NB-2000	馬毛	400	300	150	¥1,700

メスシリンダー (MC)



商品名	毛材	L	W	D	価格
MC-100	馬毛	350	200	35	¥900
MC-200	馬毛	350	200	45	¥1,000

L字型試験管ご使用について

- 図のようにブラシはL字試験管の途中まで挿入してから電動ドライバーを稼働させてください
- ブラシを奥まで挿入してから稼働しますと、ブラシがネジ切れますのでご注意ください



重量：本体約240g  
電源：単三アルカリ乾電池4本(別売)  
連続5分以上の使用はお止めください。  
本体が熱くなったら一旦止め、しばらく休憩してから再使用してください。

コード	商品名	価格
469400	ケミクリン用電動ドライバー	¥2,000